



LES SOLUTIONS POUR
**L'AUTONOMIE
À DOMICILE**

GUIDE D'ACHAT

Comment choisir un enfile-bas de contention?

Dernière mise à jour : mars 2018

www.tousergo.com

0 805 460 400

Service & appel
gratuits



LES SOLUTIONS POUR
**L'AUTONOMIE
À DOMICILE**

Pour commander :
www.tousergo.com

0 805 460 400

Service & appel
gratuits

Qu'est ce qu'un enfile-bas de contention ?

« Une fois que j'ai enfilé mes bas de contention, j'ai tellement transpiré que je pourrais les retirer pour retourner sous la douche ! »

Un enfile-bas de de contention est destiné à faciliter l'enfilage d'un bas de contention. Il permet de ne pas se pencher et facilite l'enfilage malgré la compression.

L'enfile bas peut aussi être à destination de la tierce personne.

Important : L'enfile-bas de contention est à différencier de l'enfile bas simple qui apportera une solution à l'enfilage mais ne contraindra pas la pression de la contention.

A qui est destiné l'enfile-bas de contention ?

- Pour les personnes qui souhaitent enfiler ou retirer des bas/chaussettes/collants de compression **facilement.**
- Pour ceux qui souhaitent enfiler ou retirer des bas/chaussettes/collants **sans se pencher en avant.**
- Pour ceux qui souhaitent **aider un tiers** à enfiler ou retirer des bas/chaussettes/collants.

Quels éléments prendre en considération pour choisir l'enfile bas de contention ?

Important : Avant de choisir votre enfile bas, **soyez vigilant à la méthode d'enfilage** : plusieurs techniques existent.
N'hésitez pas à regarder les vidéos disponibles sur le site.

La compression : selon que votre bas sera de type 1.2.3 ou 4 votre aide technique ne sera pas la même








La largeur du mollet

Le type de vêtement : si vous essayez d'enfiler une chaussette, un bas ou un collant, la difficulté et la technique ne sera pas la même.

ENFILE-BAS DE CONTENTION

Nom		Stockeez	Rolly	Retire bas électrique Ort-O-Mate	Enfile-bas électrique OmbiStocking	Enfile-bas pour aidant	Retire-bas et chaussettes Samba	Enfile bas
Référence		TE-4653	TE-2975	TE-4548	TE-4567	TE-4568	TE-4586	TE-1015
Photo								
Type de vêtement	Bas	●	●	●	●	●	●	●
	chaussettes		●	●	●	●	●	●
	collants							
Compression	Classe I	●	●	●	●	●	●	●
	Classe II	●	●	●	●	●	●	●
	Classe III		●	●	●	●	●	●
	Classe IV		●	●	●			
Usage	Enfiler	●	●		●	●		●
	retirer		●	●			●	
Utilisation	Pour l'aidant		●			●		●
	autonome	●	●	●			●	

ENFILE-BAS STANDARD

Nom		Enfile bas Dorking	Enfile bas Donner	Enfile collant Dorking	Enfile chaussettes Sock Aid	Enfile-collants Medi	Sockee	Retire-bas de contention et chaussettes Samba
Référence		TE-227	TE-228	TE-230	TE-3942	TE-4587	TE-4651	TE-4586
Photo								
Type de vêtement	Bas	●	●		●			●
	chaussettes	●	●		●		●	●
	collants			●		●		
Usage	Enfiler	●	●	●	●	●	●	
	retirer				●			●
Utilisation	Pour l'aidant				●			
	autonome	●	●	●	●	●	●	●