



LES SOLUTIONS POUR  
**L'AUTONOMIE  
À DOMICILE**

## Choisir un Oreiller Ergonomique : Tableau Comparatif

[www.tousergo.com](http://www.tousergo.com)

**0 805 460 400**

Service & appel  
gratuits

# Légende des Positions de Sommeil

(utilisées dans ce tableau comparatif)



**SUR LE DOS**



**SUR LE CÔTÉ  
BRAS SOUS L'OREILLER**



**SUR LE VENTRE AVEC LE BUSTE  
ET LA TÊTE SUR L'OREILLER**



**SUR LE CÔTÉ  
BRAS LE LONG DU CORPS**



**SUR LE VENTRE AVEC SEULEMENT LA  
TÊTE SUR L'OREILLER**

### Nos Oreillers Ergonomiques

Oreillers	<a href="#">CLINILAB OREILLER ERGONOMIQUE CERVICALES</a>	<a href="#">CLINILAB OREILLER ERGONOMIQUE DUAL</a>	<a href="#">CLINILAB OREILLER ERGONOMIQUE SOFT</a>	<a href="#">CLINILAB OREILLER ERGONOMIQUE EXCELLENCE</a>	<a href="#">CLINILAB OREILLER ERGONOMIQUE MÉMOIRE DE FORME</a>
Référence	TE-204	TE-206	TE-207	TE-208	TE-205
Photo					
Mémoire de forme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Garnissage	Mousse viscoélastique à mémoire de forme	Mousse viscoélastique et noyau en fibres polyester creuses siliconée	Fibres polyester creuses siliconées et copeaux de mousse viscoélastique à mémoire de forme	Mousse viscoélastique à mémoire de forme	Mousse viscoélastique à mémoire de forme
Confort / Soutien	<b>Souple</b>	- <b>Médium</b> : pour les dormeurs sur le dos - <b>Ferme</b> : pour les dormeurs sur le côté et sur le ventre.	- <b>Souple</b> : sur le dos - <b>Médium</b> : sur le ventre avec le buste et la tête sur l'oreiller ou sur le côté avec bras sous l'oreiller	- <b>Médium</b> : sur le ventre avec seulement la tête sur l'oreiller ; sur le dos ; et sur le côté avec bras le long du corps - <b>Ferme</b> : sur le côté avec bras sous l'oreiller	<b>Souple</b>
Besoin	Soulagement et soutien des cervicales	Soutien parfait de la nuque	Confort de qualité	Adulte & Enfant : allège les points de pression	Soulagement et relaxation des muscles de liaison nuque - épaules
Dimensions	35 x 50 x 11 cm	45 x 70 cm	65 x 65 cm	45 x 70 cm	60 x 43 x 11 x 10 cm
Position(s) de Sommeil Adaptées	Sur le dos	- Sur le dos - Sur le côté, bras le long du corps - -Sur le ventre, avec la seulement la tête sur l'oreiller	- Sur le dos - Sur le côté, le bras sous l'oreiller - Sur le ventre, avec le buste et la tête sur l'oreiller	- Sur le dos - Sur le côté, bras le long du corps - Sur le côté, bras sous l'oreiller - Sur le ventre, avec seulement la tête sur l'oreiller	- Sur le dos - Sur le côté, bras sous l'oreiller - Sur le ventre, avec seulement la tête sur l'oreiller
(Voir légende en Page 2)					

### Nos Oreillers Ergonomiques

Oreillers	<b>CLINILAB</b> <u>OREILLER ERGONOMIQUE</u> <u>LATEX</u>	<b>CLINILAB</b> <u>OREILLER ERGONOMIQUE</u> <u>MICROFIBRES</u>	<b>CLINIBED</b> <u>OREILLER ERGONOMIQUE</u> <u>PATIENT VENTILÉ</u>	<b>DERMOFRESH</b> <u>OREILLER À MÉMOIRE DE</u> <u>FORME</u>	<b>UBIOTEX</b> <u>OREILLER ERGONOMIQUE</u> <u>UBIO (PATIENT VENTILÉ)</u>
Référence	TE-210	TE-211	TE-2379	TE-4702	TE-4622
Photo					
Mémoire de forme	Non	Non	Non	Oui	Non
Garnissage	Latex d'origine naturelle (hévéa)	Polyester siliconé microfibre	Fibre Polyester et Mousse	Mousse à mémoire de forme à base d'huile de soja	Polyester siliconé microfibre
Confort / Soutien	<b>Ferme</b>	<b>Souple</b>	<b>Médium</b>	Au choix : <b>Ferme</b> ou <b>Souple</b>	<b>Souple</b>
Besoin	Soulagement et relaxation des muscles de liaison nuque-épaules	Confort de qualité en toutes positions	Conçu pour les personnes dormant avec un masque respiratoire	Soulage les points de pression cervicaux et favorise la circulation sanguine.	Conçu pour les personnes dormant avec un masque respiratoire
Dimensions	60 x 38 x 14 x 12 cm	50 x 70 cm <u>ou</u> 65 x 65 cm	80 x 60 cm.	40 x 70 cm ou 40 x 60 cm	53 x 33,5 x 11 cm
Position(s) de Sommeil Adaptées (Voir légende en Page 2)	- Sur le dos - Sur le côté, bras le long du corps	Toutes les positions	Toutes les positions	Toutes les positions	Toutes les positions